

Кроличья Моноклональная Антитела К Мышиному Cd2, Меченная , Для Проточной Цитометрии - P08920

Артикул: CM0008304

введение

Конъюгированная с кроличья моноклональная антитела к мышиному CD2 (Ly-37, LFA-2), валидированная для проточной цитометрии. Распознает адгезивную молекулу поверхности Т-клеток с молекулярной массой 38 кДа. Идеально подходит для иммунологических исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья мАб к мышиному CD2, меченная
Примечания/Альтернативные названия	Ly37; LFA-2; Ly-37
Вид	Мышь
ID гена (человек)	914
ID гена	12481
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий аминокислоты 23-203 мышиного CD2 (NP_038514.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ФС (ПЦ)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P08920
Молекулярная масса белка	38 кДа
Доставка	Холодильный пакет