


Кроличыи Моноклональные Антитела Против Мышиного Cd200/Ox2 Для Проточной Цитометрии - O54901

Артикул: CM0004797



введение

Конъюгированные с кроличьи моноклональные антитела, направленные против мембранного гликопротеина мыши CD200/OX-2. Валидированы для проточной цитометрии, специфичны к мыши. Рекомбинантный иммуноген без конъюгации, аминокислоты 31-232. UniProt O54901.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	Кроличыи мАб против мышиного CD200/OX2
Примечания/Псевдоним	OX2; Mox2
Вид	Мышь
GeneID (Человек)	4345
GeneID	17470
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 31-232 мышиного CD200/OX2 (NP_034948.3)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (Проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	O54901
Молекулярный вес белка	31 кДа
Доставка	С ледяным пакетом