

Кроличья Моноклональная Антитела К Мышиному Cd201/Epcr Для Проточной Цитометрии — Q64695

Артикул: CM0006239

введение

Конъюгированная с кроличья моноклональная антитела, нацеленная на мышиный CD201/EPCR (PROCR). Предназначена для проточно-цитометрического анализа эндотелиального рецептора протеина C; иммуноген охватывает аминокислоты 18–210. Специфично реагирует с мышиным белком.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья моноклональная антитела к мышиному CD201/EPCR
Примечания/Альтернативные названия	Cсса; Epcr; Ccd41
Вид (мишень)	Мышь
ID гена (человек)	10544
ID гена	19124
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 18–210 мышиного CD201/EPCR (NP_035301.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ПЦ (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q64695
Молекулярная масса белка	27 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом