

Кроличыи Моноклональные Антитела Против Мышиного Cd201/Epcr Для Проточной Цитометрии - Q64695

Артикул: CM0008628

введение

Конъюгированные с кроличьи моноклональные антитела против мышиного CD201/EPCR (рецептор белка С эндотелиоцитов), валидированные для проточной цитометрии. Обнаруживают мембранный рецептор массой 27 кДа, участвующий в свертывании крови.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кролик anti-Mouse CD201/EPCR mAb
Примечания/Псевдоним	Cсса; Epcr; Ccd41
Вид	Мышь
GeneID (Человек)	10544
GeneID	19124
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Кросс-реактивность	Мышь
SWISS	Q64695
Молекулярный вес белка	27kDa
Доставка	Сумка со льдом