

Моноклональное Антитело Кролика Против Мышиного Cd201/Epcr, Меченое , Для Проточной Цитометрии — Q64695

Артикул: CM0004004

введение

Конъюгированное с моноклональное антитело кролика, направленное против мышиного CD201/EPCR. Валидировано для проточной цитометрии (ПЦ), это антитело идеально подходит для исследований эндотелиальных клеток и системы свертывания крови. Молекулярная масса: 27 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное антитело кролика против мышиного CD201/EPCR
Примечания/Альтернативные названия	Ссса; Epcr; Ccd41
Вид мишени	Мышь
ID гена (человек)	10544
ID гена	19124
Иммуноген	Рекомбинантный сливаемый белок, содержащий последовательность аминокислот 18–210 мышиного CD201/EPCR (NP_035301.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ПЦ (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q64695
Молекулярная масса белка	27 кДа
Доставка	С холодильным элементом