

Кролиčky Моноклональные Антитела Против Мышиного Cd205/Dec-205 Для Проточной Цитометрии - Q60767

Артикул: CM0011907

введение

Конъюгированные с кроличьи моноклональные антитела, направленные против мышиного CD205/DEC-205 (Ly75), эндоцитарного рецептора весом 197 кДа на дендритных клетках. Валидированы для проточной цитометрии (FC), реагируют с мышью.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кролиčky МАб против мышиного CD205/DEC-205
Примечания/Псевдоним	CD205; DEC205; DEC-205
Вид	Мышь
ID гена (Человек)	100526664
ID гена	17076
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 216-490 мышиного CD205/DEC-205 (NP_038853.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q60767
Молекулярный вес белка	197кДа
Доставка	С ледяным пакетом