

Кроличье Моноклональное Антитело Против Мышиного Cd205/Dec-205 () Для Проточной Цитометрии - Q60767

Артикул: CM0004226

введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело, нацеленное на мышиный CD205/DEC-205 (Ly75). Валидировано для проточной цитометрии, детектирует белок ~197 кДа, реагирует с мышиными образцами. Идеально для исследований дендритных клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье анти-Мышиный CD205/DEC-205 mAb
Примечания/Альтернативные названия	CD205; DEC205; DEC-205
Вид	Мышь
GeneID (Человек)	100526664
GeneID	17076
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 216-490 мышиного CD205/DEC-205 (NP_038853.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q60767
Молекулярная масса белка	197 кДа
Условия доставки	В термосумке со льдом