

Кроличье Моноклональное Антитело Против Мышиного Cd205/Dec-205 Для Проточной Цитометрии - Q60767

Артикул: CM0004407

введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело, нацеленное на мышиный CD205/DEC-205, валидированное для проточной цитометрии. Идеально подходит для изучения функции дендритных клеток и путей захвата антигена на мышиных моделях.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье анти-мышиное CD205/DEC-205 mAb
Примечания/Альтернативные названия	CD205; DEC205; DEC-205
Вид	Мышь
Gene ID (Человек)	100526664
Gene ID	17076
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q60767
Молекулярная масса белка	197 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом