


## Кроличья Моноклональная Антитела К Мышиному Cd206/Mmr, Меченная , Для Проточной Цитометрии — Q61830

Артикул: CM0011520



### введение

Конъюгированная с красителем кроличья моноклональная антитела, направленная против мышиного CD206 (макрофагального маннозного рецептора 1). Предназначена для проточно-цитометрического анализа мышиных макрофагов. Специфична к мышиному CD206, молекулярная масса белка составляет примерно 165 кДа.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                              |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | Кроличья моноклональная антитела к мышиному CD206/MMR, меченная                                                                       |
| Примечания/алиасы         | MR; CD206                                                                                                                             |
| Вид реагирования          | Мышь                                                                                                                                  |
| GeneID (человек)          | 4360                                                                                                                                  |
| GeneID                    | 17533                                                                                                                                 |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 20-154 мышиного CD206/MMR (NP_032651.2). |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                                |
| Категория                 | Моноклональные антитела                                                                                                               |
| Применение                | ПЦ (внутриклеточное), ПЦ                                                                                                              |
| Перекрестная реактивность | Мышь                                                                                                                                  |
| SWISS                     | Q61830                                                                                                                                |
| Молекулярная масса белка  | 165 кДа                                                                                                                               |
| Доставка                  | Холодовая упаковка                                                                                                                    |