


Моноклональное Антитело Кролик Против Мышиного Cd206/Mmr Для Проточной Цитометрии - Q61830

Артикул: CM0009845



введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело, нацеленное на мышиный CD206/MMR, для проточной цитометрии. Валидировано для внутриклеточного и поверхностного окрашивания. Идеально подходит для исследований макрофагов и фагоцитоза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело против мышиного CD206/MMR
Примечания/Альтернативные названия	MR; CD206
Вид реагирования	Мышь
GeneID (человек)	4360
GeneID	17533
Иммуноген	Рекомбинантный сливаемый белок, содержащий последовательность аминокислот 20-154 мышиного CD206/MMR (NP_032651.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ПЦ (внутриклеточно), ПЦ
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q61830
Молекулярная масса белка	165 кДа
Доставка	С использованием охлаждающего пакета