

Кроличье Моноклональное Антитело Против Мышиного Cd209B/Dc-Signr1 Для Проточной Цитометрии - Q8Cj91

Артикул: CM0009727



введение

Кроличье моноклональное антитело, конъюгированное с , нацеленное на мышиный CD209b/DC-SIGNR1, валидировано для проточной цитометрии. Подходит для исследований в области биологии дендритных клеток, распознавания патогенов и изучения иммунных рецепторов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело против мышиного CD209b/DC-SIGNR1
Примечания/Алиасы	OtB7; SIGNR1; mSIGNR1; DC-SIGNR1; 1810030I22Rik
Вид	Мышь
GeneID (Человек)	30835
GeneID	69165
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 76-325 мышиного CD209b/DC-SIGNR1 (NP_081248.4)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q8Cj91
Молекулярная масса белка	16 кДа/33 кДа/36 кДа/37 кДа
Условия доставки	В термосумке со льдом