

Моноклональное Антитело Кролика К Cd21/Cd35 Мыши Для Проточной Цитометрии (Fc) — P19070

Артикул: CM0011772

введение

Моноклональное антитело кролика к CD21/CD35 мыши, валидированное для проточной цитометрии. Данное антитело специфично к CD21/CD35 (CR1/CR2) мыши и поддерживает исследования комплементарного рецептора В-клеток, включая активацию В-клеток и регуляцию IgE. SWISS: P19070.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное антитело кролика к CD21/CD35 мыши
Примечания/Синонимы	Cr1, C3DR, CD21, CD35, Cr-1, Cr-2
Вид	Мышь
ID гена (человек)	1380
ID гена	12902
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 21-274 CD21/CD35 мыши (NP_031784.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P19070
Молекулярная масса белка	113 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом