

Кроличья Моноклональная Антитела К Мышиному Cd22, Конъюгированная , Для Иф-П И Проточной Цитометрии - P35329

Артикул: CM0011893

введение

Конъюгированная кроличья моноклональная антитела, направленная против мышиного CD22 (Siglec-2). Валидирована для иммунофлуоресценции на парафиновых срезах (ИФ-П) и проточной цитометрии (FC) на В-клетках мыши. Идеально подходит для исследований биологии В-клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональная кроличья антитела к мышиному CD22
Примечания/псевдонимы	Lyb8; Lyb-8; A530093D23
Вид реагирования	Мышь
ID гена (человек)	933
ID гена (мышь)	12483
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 22-151 мышиного CD22 (NP_033975.3)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ИФ-П, FC
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P35329
Молекулярная масса белка	89кДа / 93кДа / 97кДа
Доставка	Хладоэлемент