

Кролик Анти-Мышь Cd22 Моноклональное Антитело Для If-P И Fc - P35329

Артикул: CM0008662

введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело, направленное против мышиного CD22. Валидировано для иммунофлуоресценции (IF-P) и проточной цитометрии (FC). Подходит для исследований биологии В-клеток, включающих дифференцировку, презентацию антигена и трафик.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кролик анти-Мышь CD22 мАт
Примечания/Псевдоним	Lyb8; Lyb-8; A530093D23
Вид	Мышь
GeneID (Человек)	933
GeneID	12483
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 22-151 мышиного CD22 (NP_033975.3).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	IF-P, FC
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P35329
Молекулярный вес белка	89кДа/93кДа/97кДа
Доставка	Сумка со льдом