


Кроличье Моноклональное Антитело К Мышинуму Cd226/Dnam-1 Для Проточной Цитометрии (Fc) - Q8K4F0

Артикул: CM0004997



введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело, специфичное к мышинуму CD226/DNAM-1 (SWISS Q8K4F0), валидированное для проточной цитометрии. CD226 — это костимулирующий рецептор на NK-клетках и цитотоксических Т-лимфоцитах (CTL), усиливающий цитотоксичность в отношении инфицированных или опухолевых клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	кроличье моноклональное антитело к мышинуму CD226/DNAM-1
Примечания/Синонимы	Pta1; DNAM1; DNAM-1; TLISA1
Вид	Мышь
ID гена (человек)	10666
ID гена (мышь)	225825
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 19-254 мышинового CD226/DNAM-1 (NP_848802.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q8K4F0
Молекулярная масса	38 кДа
Транспортировка	Ледяной пакет