


Кроличыи Моноклональные Антитела Против Мышиного Cd226/Dnam-1 () Для Проточной Цитометрии - Q8K4F0

Артикул: CM0008532



введение

Конъюгированные с кроличьи моноклональные антитела, направленные против мышиного CD226/DNAM-1. Валидированы для проточной цитометрии для изучения адгезии иммунных клеток, цитотоксичности NK и CTL, а также сигналинга лимфоцитов. Реагируют с мышью.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличыи мАб против мышиного CD226/DNAM-1
Примечания/Псевдонимы	Pta1; DNAM1; DNAM-1; TLISA1
Вид	Мышь
ID гена (Человек)	10666
ID гена	225825
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 19-254 мышиного CD226/DNAM-1 (NP_848802.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q8K4F0
Молекулярный вес белка	38кДа
Доставка	Сумка со льдом