

Кроличыи Моноклональные Антитела Против Мышиного Cd23 Для Проточной Цитометрии - P20693

Артикул: CM0008573

введение

Конъюгированные с кроличьи моноклональные антитела против мышиного CD23 (FcεRII), валидированные для проточной цитометрии. Рецептор IgE с низким сродством, участвующий в дифференцировке В-клеток и регуляции IgE.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Rabbit anti-Mouse CD23 mAb
Примечания/Псевдоним	CD23; Fce2; Fcer2; Ly-42
Вид	Мышь
ID гена (Человек)	2208
ID гена (Мышь)	14128
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 50-331 мышиного CD23 (NP_038545.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P20693
Молекулярный вес белка	37кДа
Доставка	Сумка со льдом