

Кроличье Моноклональное Антитело Против Мышиного Cd23 Для Проточной Цитометрии - P20693

Артикул: CM0010709

введение

Изучите это конъюгированное с кроличье моноклональное антитело против мышиного CD23 (рецептор IgE низкого сродства, FcεR2). Валидировано для проточной цитометрии, идеально подходит для исследований дифференцировки В-клеток и регуляции IgE.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье анти-мышиное CD23 mAb
Примечания/Альтернативные названия	CD23; Fce2; Fcer2; Ly-42
Вид	Мышь
GeneID (Человек)	2208
GeneID	14128
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 50-331 мышиного CD23 (NP_038545.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P20693
Молекулярная масса белка	37 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом