

Моноклональное Антитело Rabbit Anti-Mouse Cd23 Для Проточной Цитометрии - P20693

Артикул: CM0006168

введение

Моноклональное антитело Rabbit anti-Mouse CD23 (Fce2), валидировано для проточной цитометрии. Распознает низкоаффинный рецептор IgE, участвующий в регуляции IgE, дифференцировке В-клеток и активации макрофагов. Идеально для исследований в области аллергологии и иммунологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное антитело Rabbit anti-Mouse CD23
Примечания/Альтернативные названия	CD23; Fce2; Fcer2; Ly-42
Вид	Мышь
GeneID (Человек)	2208
GeneID	14128
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 50-331 мышиного CD23 (NP_038545.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P20693
Молекулярная масса белка	37 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом