

Кроличье Моноклональное Антитело К Мышиному Cd24 Для Проточной Цитометрии - P24807

Артикул: CM0005224

введение

Кроличье моноклональное антитело к мышиному CD24 для детекции методом проточной цитометрии. Подтвержденная видовая реактивность: мышь. Идеально для профилирования иммунных клеток и исследований аутоиммунных заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к мышиному CD24
Примечания/Альтернативные названия	HSA; Cd24; Ly-52; нектадрин
Вид	Мышь
GeneID (Человек)	100133941
GeneID	12484
Иммуноген	Рекомбинантный белок; Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 27-53 мышиного CD24 (NP_033976.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P24807
Молекулярная масса белка	8 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом