

Кроличыи Моноклональные Антитела Против Мышиного Cd24 Для Проточной Цитометрии - P24807

Артикул: CM0010387

введение

Конъюгированный с кроличий моноклональное антитело к мышиному CD24 (HSA, Ly-52, нектандрин) для проточной цитометрии. Распознает мышиный CD24. Подходит для исследований дифференцировки и активации иммунных клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличыи моноклональные антитела против мышиного CD24
Примечания/Синонимы	HSA; Cd24; Ly-52; нектандрин
Вид	Мышь
ID гена (Человек)	100133941
ID гена (Мышь)	12484
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот с 27 по 53 мышиного CD24 (NP_033976.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (Проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P24807
Молекулярная масса белка	8 кДа
Доставка	Сумка-холодильник