

Кроличье Моноклональное Антитело Против Мышиного Cd24 Для If/Fc - P24807

Артикул: CM0008668

введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело, нацеленное на мышиный CD24, валидированное для иммунофлуоресценции и проточной цитометрии. Надежный инструмент для исследований иммунных клеток, включая активацию В-клеток и развитие тимоцитов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье анти-мышиное CD24 mAb
Альтернативные названия	hSA, Cd24, Ly-52, нектадрин
Реактивность к видам	Мышь
ID гена человека	100133941
ID гена мыши	12484
Иммуноген	Рекомбинантный фузионный белок, содержащий аминокислоты 27-53 мышиного CD24 (NP_033976.1)
Источник	Кролик
Тип антитела	Моноклональные антитела
Применения	IF/ICC, IF-P, FC
Перекрестная реактивность	Мышь
Доступ UniProt	P24807
Предсказанная молекулярная масса	8 кДа
Условия отгрузки	Сумка со льдом