

Кроличьи Моноклональные Антитела Против Мышиного Cd24 Для Иф/Ицц И Пц - P24807

Артикул: CM0005690

введение

Конъюгированные с кроличьи моноклональные антитела против мышиного CD24 для иммунофлуоресценции (ИФ/ИЦЦ) и проточной цитометрии (ПЦ). CD24 — это гликопротеин клеточной поверхности, закрепленный на GPI, участвующий в дифференцировке клеток, развитии тимоцитов, активации В-клеток и аутоиммунитете.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи мАб против мышиного CD24
Примечания/Псевдоним	HSA; Cd24; Ly-52; нектадрин
Вид	Мышь
GeneID (Человек)	100133941
GeneID	12484
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 27-53 мышиного CD24 (NP_033976.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ИФ/ИЦЦ, ПЦ
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P24807
Молекулярный вес белка	8 кДа
Доставка	С ледяным пакетом