

Моноклональное Антитело Кролика Против Мышиного Cd25, Меченное , Для Проточной Цитометрии - P01590

Артикул: CM0008519

введение

Конъюгированное с моноклональное антитело кролика, направленное против мышиного CD25 (альфа-цепь рецептора ИЛ-2). Специфично реагирует с мышиным CD25. Валидировано для проточной цитометрии в исследованиях иммунологии и регуляторных Т-клеток, подходит для изучения механизмов иммунной толерантности.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное антитело кролика против мышиного CD25, меченное
Примечания/Алиасы	CD25; IL2r; Ly-43
Вид	Мышь
ID гена (человек)	3559
ID гена	16184
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 22-236 мышиного CD25 (NP_032393.3).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P01590
Молекулярная масса белка	30 кДа
Доставка	С ледяным пакетом