

Кроличья Моноклональная Антитела Против Мышиного Cd25, Конъюгированная , Для Проточной Цитометрии — P01590

Артикул: CM0008908

введение

Конъюгированная кроличья моноклональная антитела против мышиного CD25 (IL-2R α) для проточной цитометрии. Валидирована для работы с материалом мышей. Направлена на альфа-субъединицу рецептора интерлейкина-2 — ключевой регулятор иммунной толерантности, опосредованной регуляторными Т-клетками.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья моноклональная антитела против мышиного CD25, конъюгированная
Примечания/Алиасы	CD25; IL2r; Ly-43
Вид мишени	Мышь
GeneID (человек)	3559
GeneID	16184
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 22-236 мышиного CD25 (NP_032393.3).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (Проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P01590
Молекулярная масса белка	30 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом