

Моноклональное Антитело Кролика Против Cd25 Мыши Для Проточной Цитометрии — P01590

Артикул: CM0011348

введение

Высококачественное конъюгированное с ABflo 450 моноклональное антитело кролика против CD25 мыши для проточной цитометрии. Распознаёт CD25 мыши (альфа-цепь рецептора IL-2), что позволяет идентифицировать Treg и проводить исследования иммунной толерантности.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	Моноклональное антитело кролика против CD25 мыши
Примечания/синонимы	CD25; II2г; Ly-43
Вид	Мышь
GeneID (человек)	3559
GeneID	16184
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 22-236 CD25 мыши (NP_032393.3).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрёстная реактивность	Мышь
SWISS	P01590
Молекулярная масса белка	31 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом