

Кроличье Моноклональное Антитело Против Мышиного Cd25 Для Проточной Цитометрии - P01590

Артикул: CM0007847

введение

Кроличье моноклональное антитело, нацеленное на мышиный CD25 (IL2RA), валидировано для проточной цитометрии. Полезно для идентификации Treg-клеток и исследований рецептора IL-2. Специфично к мыши, 30 кДа. - P01590

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье анти-мышиное CD25 mAb
Примечания/Алиасы	CD25; IL2r; Ly-43
Вид	Мышь
GeneID (Человек)	3559
GeneID	16184
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 22-236 мышиного CD25 (NP_032393.3)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (Проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P01590
Молекулярная масса белка	30 кДа
Доставка	С охлаждающим пакетом (лед)