

## Моноклональное Антитело Кролика Против Мышиного Cd25 (Il2Ra, P55) Для Проточной Цитометрии - P01590

Артикул: CM0012578

### введение

Моноклональное антитело кролика против мышиного CD25, валидировано для проточной цитометрии. Нацелено на мышиный IL2RA/p55 (UniProt P01590, 30 кДа). Идеально для исследований Treg-клеток и иммунной толерантности методом проточной цитометрии.

[Узнать больше](#)

| Параметр                           | Значение                                                                                                                    |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта                  | Моноклональное антитело кролика против мышиного CD25 (mAb)                                                                  |
| Примечания/Альтернативные названия | CD25; Il2r; Ly-43                                                                                                           |
| Вид                                | Мышь                                                                                                                        |
| ID гена (Человек)                  | 3559                                                                                                                        |
| ID гена                            | 16184                                                                                                                       |
| Иммуноген                          | Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 22-236 мышиного CD25 (NP_032393.3) |
| Источник                           | Кролик                                                                                                                      |
| Категория                          | Моноклональные антитела                                                                                                     |
| Применение                         | FC (проточная цитометрия)                                                                                                   |
| Перекрестная реактивность          | Мышь                                                                                                                        |
| SWISS                              | P01590                                                                                                                      |
| Молекулярная масса белка           | 30 кДа                                                                                                                      |
| Доставка                           | В пакете со льдом                                                                                                           |