


Кроличье Моноклональное Антитело Против Мышиного Cd252 (Лиганд Ох40) Для If/Icc, Fc — P43488

Артикул: CM0009979



введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело, специфичное к мышиному CD252 (лиганду OX40). Валидировано для IF/ICC и FC. Стимулирует пролиферацию Т-клеток и продукцию цитокинов. Мембранный белок массой около 22 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	кроличье моноклональное антитело против мышиного CD252 (лиганда OX40)
Примечания/синонимы	Ath1; gp34; Ath-1; Oх40l; TXGP1; CD134L; OX-40L; Tnlg2b; Txgp1l
Вид	Мышь
Идентификатор гена (человек)	7292
Идентификатор гена	22164
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 51-198 мышиного CD252 (лиганда OX40) (NP_033478.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	IF/ICC, FC
Перекрёстная реактивность	Мышь
SWISS	P43488
Молекулярная масса белка	22 кДа
Доставка	Сумка со льдом