


Моноклональное Кроличье Антитело К Мышиному Cd252 (Лиганду Oх40) Для Иф/Икк, Фц — P43488

Артикул: CM0005110



введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело, направленное против мышиного CD252 (лиганда OX40), валидированное для использования в ИФ/ИКК и ФЦ. Рекомбинантный иммуноген (а.к. 51-198) гарантирует специфичность связывания. Идеально подходит для исследований костимуляции Т-клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к мышиному CD252 (лиганду OX40)
Примечания/Синонимы	Ath1; gp34; Ath-1; Oх40I; TXGP1; CD134L; OX-40L; Tnlg2b; Txgp1I
Вид	Мышь
ID гена (человек)	7292
ID гена	22164
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ИФ/ИКК, ФЦ
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P43488
Молекулярная масса белка	28 кДа
Доставка	Сумка-холодильник со льдом