

Моноклональное Антитело Кролика Против Мышиного Cd262/Trailr2, Меченное , Для Проточной Цитометрии — Q9Qzm4

Артикул: CM0010289

введение

Высококачественное моноклональное антитело кролика, конъюгированное с флуорофором , специфичное к мышиному рецептору CD262/TRAILR2 (рецептор смерти 5). Валидировано для проточной цитометрии при исследовании апоптоза, сигналинга TRAIL и стресса эндоплазматической сети в тканях сердца, легких и почек.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное антитело кролика против мышиного CD262/TRAILR2, меченное
Примечания/алиасы	MK; DR5; Ly98; KILLER; TRICKB; TRAILR2; TRICK2A; TRICK2B
Вид	Мышь
ID гена (человек)	8795
ID гена	21933
Иммуноген	Рекомбинантный белок (рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 53-170 мышиного белка CD262/TRAILR2 (NP_064671.2)).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ПЦ (FC)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q9QZM4
Молекулярная масса белка	42 кДа
Доставка	Хладоэлемент