

Кроличье Моноклональное Антитело Против Мышиного Cd262/Trailr2 Для Проточной Цитометрии - Q9Qzm4

Артикул: CM0005340

введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело против мышиного CD262/TRAILR2 (DR5), рецептора смерти, который опосредует апоптоз при связывании TRAIL. Предназначено для детекции методом проточной цитометрии в образцах мыши.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Наименование продукта	Кроличье анти-мышиное CD262/TRAILR2 mAb
Примечания/Альтернативные названия	МК, DR5, Ly98, KILLER, TRICKB, TRAILR2, TRICK2A, TRICK2B
Вид	Мышь
GeneID (Человек)	8795
GeneID	21933
Иммуноген	Рекомбинантный фьюзионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 53-170 мышиного CD262/TRAILR2 (NP_064671.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ПЦ (Проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q9QZM4
Молекулярная масса белка	42 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом