

Кролик Анти-Мышь Cd267/Taci Моноклональное Антитело Для Проточной Цитометрии - Q9Et35

Артикул: CM0012212

введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело, направленное против мышиного CD267/TACI (SWISS: Q9ET35), для проточной цитометрии (FC). Идеально подходит для изучения функций В- и Т-клеток и исследований гуморального иммунитета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кролик анти-Мышь CD267/TACI мАт
Примечания/Псевдоним	Taci; 1200009E08Rik
Вид	Мышь
ID гена (Человек)	23495
ID гена	57916
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 5-129 мышиного CD267/TACI (NP_067324.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q9ET35
Молекулярная масса белка	27кДа
Доставка	В ледяном пакете