

Моноклональное Антитело Кролик Против Мышиного Cd267/TacI Для Проточной Цитометрии (Fc) - Q9Et35

Артикул: CM0011377

введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело, нацеленное на мышиный CD267/TACI (TNFRSF13B). Валидировано для проточной цитометрии (FC). Реагирует с мышиным антигеном. Полезно для исследований функции В- и Т-клеток, изучения гуморального иммунитета и диагностических применений.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье антитело против мышиного CD267/TACI mAb
Примечания/Алиасы	TacI; 1200009E08Rik
Вид	Мышь
ID гена (Человек)	23495
ID гена (Мышь)	57916
Иммуноген	Рекомбинантный сливанный белок, содержащий последовательность аминокислот 5-129 мышиного CD267/TACI (NP_067324.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q9ET35
Молекулярная масса белка	27 кДа
Доставка	С ледяным аккумулятором