

Abflo 647 Кролик Анти-Мышь Cd267/Taci Моноклональное Антитело Для Проточной Цитометрии - Q9Et35

Артикул: CM0012452

введение

Конъюгированное с ABflo 647 кроличье моноклональное антитело против мышиного CD267/TACI, валидированное для проточной цитометрии. Нацелено на рецептор, участвующий в иммунитете В- и Т-клеток и гуморальной регуляции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кролик анти-Мышь CD267/TACI mAb
Примечания/Псевдоним	Taci; 1200009E08Rik
Вид	Мышь
ID гена (Человек)	23495
ID гена	57916
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q9ET35
Молекулярный вес белка	27кДа
Доставка	Сумка со льдом