

Моноклональное Антитело Кролика Против Cd268/Baff-R Мыши Для Проточной Цитометрии — Q9D8D0

Артикул: CM0010082

введение

Конъюгированное с моноклональное антитело кролика против CD268/BAFF-R мыши для проточной цитометрии (FC). Валидировано для реактивности с мышинными образцами, нацелено на В-клеточный рецептор массой 19 кДа. Идеально подходит для исследований развития В-клеток и иммунологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	мАб кролика против CD268/BAFF-R мыши
Примечания/синонимы	Bcmd; Baffr; Bcmd1; BAFF-R; Bcmd-1; Lvis22; 2010006P15Rik
Вид	Мышь
GeneID (человек)	115650
GeneID	72049
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 10–71 CD268/BAFF-R мыши (NP_082351.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрёстная реактивность	Мышь
SWISS	Q9D8D0
Молекулярная масса белка	19 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом