

Моноклональное Антитело Кролика К Мышинуму Cd270/Hvem Для Проточной Цитометрии - Q80Wm9

Артикул: CM0008893



введение

Конъюгированное с красителем моноклональное антитело кролика, специфичное к мышинуму CD270/HVEM. Валидировано для проточной цитометрии (FC), позволяет детектировать этот рецептор иммунной контрольной точки в научных исследованиях.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Rabbit anti-Mouse CD270/HVEM mAb
Примечания/Альтернативные названия	TR2; Atar; HveA; Hvem; Tnfrs14
Вид	Мышь
GeneID (человек)	8764
GeneID	230979
Иммуноген	Рекомбинантный белок[Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислотных остатков 39-207 мышинового CD270/HVEM (NP_849262.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (Проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q80WM9
Молекулярная масса белка	30 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с холодоэлементами