

Кроличья Моноклональная Антитело Против Мышиного Cd272/Btla Для Проточной Цитометрии - Q7Tsa3

Артикул: CM0005888



введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело, специфичное к мышиному CD272/BTLA, валидированное для проточной цитометрии. Подходит для изучения функции ингибиторных рецепторов и иммунной регуляции в Т- и В-лимфоцитах.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье антитело против мышиного CD272/BTLA, мкАт
Примечания/Синонимы	A630002H24
Вид	Мышь
ID гена (человек)	151888
ID гена	208154
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 30-176 мышиного CD272/BTLA (NP_001032808.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q7TSA3
Молекулярная масса белка	34 кДа
Доставка	Айс-пак