


Кроличья Моноклональная Антитело К Мышиному Cd274/Pd-L1, Меченная , Для Проточной Цитометрии — Q9EP73

Артикул: CM0012507



введение

Конъюгированная с красителем кроличья моноклональная антитела к мышиному CD274/PD-L1, валидированная для проточной цитометрии. Обнаруживает PD-L1 (B7-H1, Q9EP73) на клетках мыши. Идеально подходит для исследований в области иммуноонкологии. Поставляется компанией CamelBio.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья моноклональная антитело к мышиному CD274/PD-L1, меченная
Примечания/алиасы	B7h1; Pdl1; Pdcd1l1; Pdcd1lg1; A530045L16Rik
Вид	Мышь
ID гена (человек)	29126
ID гена	60533
Иммуноген	Рекомбинантный сливанный белок, содержащий последовательность аминокислот от 19 до 235 мышиного белка CD274/PD-L1 (NP_068693.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ПЦ (Проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q9EP73
Молекулярная масса белка	32 кДа
Доставка	С использованием охлаждающего пакета