


Кроличыи Моноклональные Антитела Против Мышиного Cd274/Pd-L1 Для Проточной Цитометрии - Q9Ep73

Артикул: CM0010193



введение

Конъюгированные с кроличьи моноклональные антитела, направленные против мышиного CD274/PD-L1, для применения в проточной цитометрии. Реагируют с образцами мыши; 32 кДа. Идеально подходят для изучения путей иммунных контрольных точек и противоопухолевого иммунитета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличыи мАт против мышиного CD274/PD-L1
Примечания/Псевдоним	B7h1, Pdl1, Pdcd1l1, Pdcd1lg1, A530045L16Rik
Вид	Мышь
GeneID (Человек)	29126
GeneID	60533
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 19-235 мышиного CD274/PD-L1 (NP_068693.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q9EP73
Молекулярная масса белка	32 кДа
Доставка	Сумка-холодоэлемент