


Моноклональное Антитело Кролика Против Cd274/Pd-L1 Мыши () Для Проточной Цитометрии — Q9Ep73

Артикул: CM0008928



введение

Конъюгированное с моноклональное антитело кролика против CD274/PD-L1 мыши, валидированное для проточной цитометрии. Идеально подходит для исследований иммунных контрольных точек и опухолевой иммунологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Rabbit anti-Mouse CD274/PD-L1 mAb
Примечания/синонимы	B7h1; Pdl1; Pdcd1l1; Pdcd1lg1; A530045L16Rik
Вид	Мышь
GeneID (человек)	29126
GeneID	60533
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрёстная реактивность	Мышь
SWISS	Q9EP73
Молекулярная масса белка	32 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом