

, Кроличье Моноклональное Антитело Против Cd28 Мыши Для Проточной Цитометрии — P31041

Артикул: CM0009685



введение

Кроличье моноклональное антитело против CD28 мыши, конъюгированное с . Валидировано для проточной цитометрии. Идеально подходит для исследований активации Т-клеток и иммунного гомеостаза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	, кроличье моноклональное антитело против CD28 мыши
Примечания/синоним	Cd28
Вид	Мышь
Идентификатор гена (человек)	940
Идентификатор гена	12487
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 20-149 CD28 мыши (NP_031668.3).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия
Перекрёстная реактивность	Мышь
SWISS	P31041
Молекулярная масса белка	25 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом