

Моноклональное Антитело Кролика Против Мышиного Cd28 Для Проточной Цитометрии - P31041

Артикул: CM0012097



введение

Конъюгированное с моноклональное антитело кролика против мышиного CD28 для проточной цитометрии. Специфично к мышиносному CD28, распознает белок с молекулярной массой 25 кДа. Подходит для исследований иммунологии Т-лимфоцитов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное антитело кролика против мышиного CD28
Примечания/Псевдонимы	Cd28
Вид	Мышь
ID гена (человек)	940
ID гена	12487
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот от 20 до 149 мышиного CD28 (NP_031668.3).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ПЦ (FC)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P31041
Молекулярная масса белка	25 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с хладоэлементами