

Кроличыи Моноклональные Антитела Против Мышиного Cd301 (Mgl1/2) Для Проточной Цитометрии - P49300 / Q8Jzn1

Артикул: CM0010921

введение

Конъюгированные с кроличьи моноклональные антитела, направленные против мышиного CD301 (MGL1/2), подходящие для проточной цитометрии. Распознают Clec10a/Clec10b, ключевые лектины макрофагов в иммунитете и метаболизме.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кролик против мыши CD301 (MGL1/2) мАт
Примечания/Псевдоним	Mgl; Mgl1; CD301a; M-ASGP-BP-1
Вид	Мышь
ID гена (Человек)	10462/54551
ID гена	17312/216864
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 57-304 мышиного CD301a (NP_034926.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P49300/Q8JZN1
Молекулярный вес белка	34кДа/38кДа
Доставка	Сумка со льдом