

Кроличыи Моноклональные Антитела Против Мышиного Cd301 (Mgl1/2) Для Проточной Цитометрии - P49300 / Q8Jzn1

Артикул: CM0011628

введение

Конъюгированные с кроличьи моноклональные антитела против мышиного CD301 (MGL1/2). Специфичны для проточной цитометрии, реагируют с образцами мыши. Распознают макрофагальные лектины галактозного типа, полезны для исследований в иммунологии и изучении инфекций.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	Кроличыи МАб против мышиного CD301 (MGL1/2)
Примечания/Псевдоним	Mgl; Mgl1; CD301a; M-ASGP-BP-1
Вид	Мышь
GeneID (Человек)	10462/54551
GeneID	17312/216864
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 57-304 мышиного CD301a (NP_034926.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P49300/Q8JZN1
Молекулярный вес белка	34кДа/38кДа
Доставка	Сумка со льдом