


Моноклональное Антитело Кролика Против Мышиного Cd317/Bst2, Меченное , Для Проточной Цитометрии - Q8R2Q8

Артикул: CM0004805



введение

Конъюгированное с моноклональное антитело кролика против мышиного CD317/BST2 для проточной цитометрии. Распознает индуцируемый интерфероном противовирусный ограничительный фактор BST2, экспрессируемый на плазмацитоидных дендритных клетках, для исследования врожденного иммунитета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное антитело кролика против мышиного CD317/BST2, меченное
Примечания/Синонимы	GREG; Bst-2; CD317; DAMP-1; 2310015I10Rik
Вид	Мышь
ID гена (человек)	684
ID гена	69550
Иммуноген	Рекомбинантный сливаемый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 55-152 мышиного CD317/BST2 (NP_932763.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q8R2Q8
Молекулярная масса белка	19 кДа
Доставка	С использованием холодильного пакета