


Кроличье Моноклональное Антитело Против Мышиного Cd317/Bst2 Для Проточной Цитометрии - Q8R2Q8

Артикул: CM0010536



введение

Кроличье моноклональное антитело, нацеленное на мышиный CD317/BST2 (GREG, HM1.24), валидировано для проточной цитометрии. Распознает 19кДа антиген стромы костного мозга, участвующий в противовирусном ограничении. Подходит для исследований в области иммунологии и инфекционных заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье анти-мышиное CD317/BST2 mAb
Примечания/Альтернативные названия	GREG; Bst-2; CD317; DAMP-1; 2310015I10Rik
Вид	Мышь
GeneID (Человек)	684
GeneID	69550
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 55-152 мышиного CD317/BST2 (NP_932763.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q8R2Q8
Молекулярная масса белка	19кДа
Условия доставки	В пакете со льдом