

Кроличыи Моноклональные Антитела Против Мышиного Cd34 - Q64314

Артикул: CM0010351

введение

Кроличыи моноклональные антитела против мышиного CD34 для ИФ/МЦК и ПЦ. Нацелены на антиген гемопоэтических клеток-предшественников CD34 (Q64314). Идеально подходят для исследований мышиных стволовых клеток и диагностики.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличыи моноклональные антитела против мышиного CD34
Примечания/Псевдонимы	CD34; молекула CD34; GIG3; MORT1
Вид	Мышь
GeneID (человек)	947
GeneID	12490
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 35-287 мышиного CD34 (NP_598415.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ИФ/МЦК, ПЦ
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q64314
Молекулярная масса белка	35кДа/41кДа
Доставка	С ледяным пакетом