

Моноклональное Антитело Кролика Против Мышиного Cd34 Для Проточной Цитометрии — Q64314

Артикул: CM0004836

введение

Моноклональное антитело кролика против мышиного CD34, меченное , для проточной цитометрии. Распознает мышиный CD34 (41 кДа), участвующий в адгезии гемопоэтических прогениторных клеток и прикреплении стволовых клеток. Подходит для анализов методом проточной цитометрии на мышах.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное антитело кролика против мышиного CD34
Примечания/алиасы	CD34; молекула CD34; GIG3; MORT1
Вид реагирования	Мышь
GeneID (человек)	947
GeneID	12490
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 35-287 мышиного CD34 (NP_598415.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q64314
Молекулярная масса белка	41 кДа
Доставка	С пакетом сухого льда