

Кроличыи Моноклональные Антитела Против Мышиного Cd34 Для Проточной Цитометрии - Q64314

Артикул: CM0009441

введение

Кроличыи моноклональные антитела против мышиного CD34, конъюгированные с для проточной цитометрии. Нацелены на антиген CD34 гемопоэтических клеток-предшественников, ключевой маркер в исследованиях стволовых клеток и гемопоэза. Подходят для образцов мыши.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Rabbit anti-Mouse CD34 mAb
Примечания/Псевдоним	CD34; молекула CD34; GIG3; MORT1
Вид	Мышь
ID гена (Человек)	947
ID гена	12490
Иммуноген	Рекомбинантный белок (а.о. 35-287 мышиного CD34, NP_598415.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q64314
Молекулярный вес белка	41 кДа
Доставка	Сумка-холодильник